

WINEMATIC UV



L'ANALISI ENZIMATICA VI AIUTA A DIVENTARE GRANDI

Di cosa avete bisogno?

Ridotti costi per analisi?

Con un solo millilitro di reagente, un puntale e una provetta ad analisi potete sentirvi grandi. Grazie all'utilizzo di Reattivi Liquidi Stabili (SLR) viene garantito l'utilizzo del kit fino all'ultimo millilitro.

Praticità di utilizzo?

Grazie al blocco di termostatazione, alla cella a flusso e alla procedura guidata a monitor, vengono ridotti i tempi di esecuzione di ogni singola analisi.

L'UNICO CON LED UV 280 nm



 **BIOGAMMA**





WINEMATIC UV



SPECIFICHE TECNICHE:

TIPI DI ANALISI PROGRAMMABILI

End point, Cinetiche, Fixed Time, Multistandard

MEMORIA

Fino a 100 metodiche memorizzabili

Fino a 15 campioni memorizzabili

Tre livelli per elaborazione statistiche per il controllo di qualità (31 punti per ciascun livello)

FLUIDICA

Pompa peristaltica

SORGENTE DI LUCE

Lampada alogena con controllo digitale e led 280nm

LUNGHEZZE D'ONDA

8 ltri interferenziali standard

(340-420-492-505-520-546-578-620) + led 280 nm

RANGE DI LETTURA

0,0 - 2,5 O.D. (0,0 - 2,0 O.D. a 280nm)

CELLA A FLUSSO

Cella al quarzo cammino ottico: 10 mm

Cella da 1 mm opzionale

VOLUME DI ASPIRAZIONE

Fino a 300 μ L

TEMPERATURA CELLA A FLUSSO

Programmabile da 15°C a 45°C

INCUBATORE

8 posizioni, programmabile da 15°C a 45°C

INTERFACCIA

Display grafico 240x128 pixel e tastiera alfanumerica

STAMPANTE

Termica 24 colonne

CONNESSIONE

USB per installazione aggiornamenti software e metodi

DIMENSIONI

L: 28 P:36 A:22 cm

ALIMENTAZIONE

100-240 Vac 50/60 Hz con fusibile autoripristinante interno.

Distribuito da:



 **BIOGAMMA**



Via Tiburtina km 18,300
00012 - Setteville di Guidonia
(Roma) - ITALY

info@bio-gamma.com
www.bio-gamma.com

Telefono: +39(0)774 353557
+39(0)774 353229
Fax: +39(0)6-233223561